

Amplificateur sonore • *Hoorversterker*

# CRESCENDO 60




**Bien comprendre,  
prendre part à la  
conversation avec  
assurance.**

CRESCENDO 60, l'amplificateur sonore universel : Etre tout simplement « tout ouïe » quand il le faut.

**Goed verstaan,  
zelfbewust  
meepraten.**

CRESCENDO 60, de universele hoorversterker: eenvoudig »een en al oor zijn« als het erop aan komt.



**SMS**



En complément de la livraison standard, le CRESCENDO 60 se raccorde également à d'autres accessoires d'écoute (en option)

*Behalve de standaard levering kunnen aan de CRESCENDO 60 nog meer componenten worden aangesloten (speciale toebehoren)*



A-4203-1\*



**Les paroles émises près de votre oreille sont simplement plus faciles à comprendre.**

Le microphone de votre CRESCENDO 60 capte les sons de votre environnement. Vous réglez le volume et la sonorité en continu à l'aide de molettes faciles à manier, au niveau qui vous convient. Vous recevez le son via un casque stéthoscopique ergonomique ultraléger et comprenez parfaitement bien.

Une autre caractéristique de confort : Votre amplificateur CRESCENDO 60 restitue aussi les signaux d'amplificateurs de boucle magnétique – par

exemple dans les lieux de culte ou dans des salles de conférence.

**Set CRESCENDO 60 (A-4203-0)**

- CRESCENDO 60
- Casque stéthoscopique
- microphone enfichable
- microphone à câble 1,2 m
- Rallonge de câble 3 m
- Tour de cou et clip
- 2 piles 1,5 V LR06

**Het woord dat dichtbij het oor klinkt, kan gewoon beter worden verstaan.**

*De microfoon van uw CRESCENDO 60 ontvangt het geluid van de omgeving. Met eenvoudig te bedienen regelaars kiest u niveau*

*uw persoonlijke volume en de klank, die voor u aangenaam is. U ontvangt het geluid via een ergonomisch vormgegeven vederlichte kinbeugelontvanger en u hoort uitstekend.*

*Nog een comfortabel kenmerk: uw hoorversterker CRESCENDO 60 geeft ook de signalen van ringleiding-versterkers weer – bijvoorbeeld in kerken of congressalen.*

**CRESCENDO 60 Set (A-4203-0)**

- CRESCENDO 60
- kinbeugelontvanger
- steekmicrofoon
- kabelmicrofoon 1,2 m
- verlengkabel 3 m
- draagriem en clip
- 2 x 1.5V AA batterij

\* Egalement disponible dans une mallette avec un collier magnétique comme accessoire. Référence A-4203-1

\* Eveneens verkrijgbaar in draagkoffer met een inductielus als accessoir. Referentie A-4203-1.

CRESCENDO 60 Caractéristiques techniques / Technische gegevens		
Dimensions (mm) / afmetingen (mm):	H 95 x B 62 x T 25	h 95 x w 62 x d 25
Coloris / kleur:	blanc / gris	wit / grijs
Poids / gewicht:	110g	110 g
Alimentation électrique / stroomvoorziening:	2 piles de 1,5 V AA	2 x 1.5 V batterijen

Accessoires en option / Speciale toebehoren:	
1	A-4903-0 Casque stéthoscopique / kinbeugelontvanger
2	A-4905-0 Casque léger (forme classique) / lichtgewicht koptelefoon (klassieke vorm)
3	A-4927-0 Boucle magnétique pour transmission inductive aux contours d'oreille / telelus voor inductief zenden naar HdO-hoortestellen
4	A-4904-0 Oreillettes discrètes / decante oortelefoon
5	A-4925-0 Plaquette d'induction monaurale / inductieplaatje Monaural
	A-4926-0 Plaquette d'induction binaurale / inductieplaatje Binaural

Votre audioprothésiste vous conseillera volontiers !  
Uw hoortoestelspecialist geeft u uitgebreid en competent advies.

