



« earis® premium » / « earis® XS » : Votre euphonie personnelle en regardant la télévision.

« earis® premium » et « earis®XS » : les principales caractéristiques en comparaison



	« earis® premium »	« earis®XS »
Transmission sans fil à 2,4 GHz	●	●
Profils auditifs audiologiques sélectionnables : cinq « modèles sonores » au choix – adaptation facile aux préférences sonores personnelles.	●	●
Sélection du motif sonore sur l'émetteur et le récepteur	●	●
« dynamic sound HS » – Maintien constant de l'image sonore sélectionnée, contrôlée par algorithme, même en cas de changement de niveau, par exemple en raison de pauses publicitaires ou de changements de programme.	●	●
Fonction de communication : La commutation permet de converser avec les autres personnes présentes dans la pièce sans avoir à poser le récepteur.	●	●
Grande roue de réglage pour le contrôle du volume	●	●
Disponible avec le Casque stéthoscopique ou avec le Récepteur de poche pour le raccordement d'un collier (audition par induction) ou d'un casque.	●	●
Indicateurs d'état LED pour le volume et l'état de la batterie	●	●
Batterie remplaçable : Il n'est pas nécessaire de se rendre dans un centre de service pour remplacer la batterie en raison de sa capacité décroissante.	●	●
Station de charge intégrée dans l'émetteur pour les batteries du récepteur et/ou la deuxième batterie	●	●
Autonomie de la batterie : environ 9 heures Temps de charge de la batterie : environ 2 heures	●	●

earis®
premium

earis® XS

Écoutez le son de la télévision comme vous l'aimez !



« earis® » et le « secret » d'une expérience sonore unique à la télévision – pas seulement pour les personnes malentendantes !

« earis® » – Les systèmes auditifs TV haut de gamme permettent aux utilisateurs de sélectionner le son qu'ils trouvent personnellement agréable par simple pression sur un bouton.

Grâce à l'intégration d'un algorithme développé par le Fraunhofer IDMT à Oldenburg, « earis® premium » possède également une caractéristique de qualité exclusive pour les systèmes auditifs TV du segment premium : le son est automatiquement calculé en continu en fonction des paramètres personnels respectifs.

Cet argument de vente unique est ce que Humantechnik appelle « dynamic sound HS ».



« earis® premium » – le premier système auditif TV de qualité du marché

Le design de « earis® premium » avec ses affichages d'état LED représente une « apparence jeune et intemporelle » avec un accent high-tech élégant.

« dynamic sound HS » dynamic sound **HS**

Cinq modèles sonores sont disponibles par simple pression sur un bouton pour sélectionner le son personnel de votre choix. La principale caractéristique que Humantechnik a intégrée sous le nom de « dynamic sound HS » élève « earis® premium » au rang de modèle haut de gamme sur l'ensemble du marché.

Derrière cela se cache un algorithme développé par l'Institut Fraunhofer pour la technologie des médias numériques IDMT à Oldenburg, spécialement pour les utilisateurs dont l'audition diminue, qui représente le dernier cri en matière de traitement audio intelligent :

« earis® premium » ajuste toujours dynamiquement le son en fonction des paramètres personnels de l'utilisateur et maintient automatiquement la meilleure qualité auditive possible, perçue individuellement, même en cas de changement de niveau.

« earis®XS » – Pour les personnes qui souhaitent principalement regarder la télévision sans être dérangées et qui apprécient un excellent son individuel.

« earis®XS », le deuxième système de la série, est l'un des modèles de la classe supérieure et offre les mêmes caractéristiques sonores que les systèmes auditifs TV du segment haut de gamme d'autres fabricants renommés. Comparé à ces derniers, « earis®XS » offre des avantages de prix significatifs avec plus de confort et de fonctionnalités d'application.



Comme le modèle supérieur « earis® premium », « earis®XS » offre également cinq présélections permettant de sélectionner le son préféré. Les profils audiologiques mémorisés ont été déterminés de manière représentative lors d'études approfondies menées auprès de personnes normo-entendantes et malentendantes. Les utilisateurs confirment unanimement qu'ils voient leur image sonore préférée dans la sélection.

Les ensembles « earis®XS », comme les ensembles « earis® premium », sont disponibles avec une mentionnière ou un récepteur de poche. Ce dernier permet la connexion d'une boucle télé pour l'audition par induction' ou de tout casque d'écoute disponible dans le commerce.

